


GERSTEL


Agitatoren für den MPS

Technische Daten

Standard-Agitor

- 6 Positionen
- 2-mL-, 10-mL- und 20-mL-Vials
- Temperaturbereich 35 ... 200 °C, Schrittweite 1 °C
- Schüttelgeschwindigkeit 250 ... 750 Upm (± 15%)
- Abmessungen 180 × 115 × 185 mm (H × B × T)
- Gewicht 2,2 kg

Agitor für 2-mL-Vials

- 15 Positionen
- 2-mL-Vials
- Temperaturbereich 35 ... 200 °C, Schrittweite 1 °C
- Schüttelgeschwindigkeit 250 ... 750 Upm (± 15%)
- Abmessungen 180 × 115 × 185 mm (H × B × T)
- Gewicht 2,2 kg

Agitor für 40-mL-Vials

- 4 Positionen
- 40-mL-Vials
- Temperaturbereich 35 ... 100 °C, Schrittweite 1 °C
- Schüttelgeschwindigkeit 250 ... 750 Upm (± 15%)
- Abmessungen 245 × 115 × 230 mm (H × B × T)
- Gewicht 3,4 kg

Inkubator für 100-mL-Vials

- 2 Positionen
- 100-mL-Vials
- Temperaturbereich 35 ... 180 °C, Schrittweite 1 °C
- Abmessungen 212 × 128 × 336 mm (H × B × T)
- Gewicht 6,2 kg

Agitor-Stirrer

- 6 Positionen
- 20-mL-Vials
- Temperaturbereich 35 ... 120 °C, Schrittweite 1 °C
- wahlweise Schüttel- oder Rührbetrieb
- Schüttelgeschwindigkeit 250 ... 750 Upm (± 15%)
- Rührgeschwindigkeit 500 ... 1500 Upm (± 15%)
- Abmessungen 180 × 115 × 185 mm (H × B × T)
- Gewicht 2,2 kg

Gekühlter Agitor

- 6 Positionen
- 2-mL-, 10-mL- und 20-mL-Vials
- Temperaturbereich 10 ... 200 °C, Schrittweite 1 °C
- Kühlung über die Peltier-Kühlung UPC
- Steuerung über einen der Controller AUX 163 oder C200
- Abmessungen 180 × 120 × 185 mm (H × B × T)
- Gewicht 2,2 kg

Bei abweichenden Anforderungen Sonderlösungen auf Anfrage.

GERSTEL GmbH & Co. KG, Deutschland
gerstel@gerstel.de • www.gerstel.de
+49 208-7 65 03-0

GERSTEL AG, Schweiz
swiss@ch.gerstel.com • www.gerstel.ch
+41 41-9 21 97 23

GERSTEL Inc., USA
sales@gerstel.com • www.gerstel.com
+1 410-247 5885

GERSTEL (Shanghai) Co. Ltd
china@gerstel.com • www.gerstel.cn
+86 21 50 93 30 57

GERSTEL K.K., Japan
info@gerstel.co.jp • www.gerstel.co.jp
+81 3 5731 5321

GERSTEL LLP, Singapur
sea@gerstel.com • www.gerstel.com
+65 6779 0933